

A készlettel végezhető kísérletek



- A centrifugális erő függése a tömegtől
- A centrifugális erő függése a forgási sugártól
- A centrifugális erő függése a szögsebességtől

Rendelési adatok


Rendelési szám / Megnevezés

P9902-4Z / Centrifugális erő kísérleti készlet

P9160-4Z / Centrifugális erő kísérletek kézikönyv




A centrifugális erő függése a forgási sugártól



A centrifugális erő függése a szögsebességtől



A centrifugális erő függése a tömegtől



Tartozékok

Számláló két fénykapuval (P1325-9S)

- Kézi számláló LCD kijelzővel, számmagasság 12,5 mm, pontosság 10 ms, telepes táplálás. Üzemmodok: start, stop, kapuzás
- 2 db. fénykapu, nyílás-szélesség 78 mm
- 2 db. bekötő kábel, kb. 135 cm hosszú

